ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа 3.1.1 **Магнитометр**
 Работа 3.1.1
 2 Ход работы:

Цель работы: определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли и установить количественное соотношение между единицами электрического тока в системах СИ и СГС.

В работе используются: магнитометр, осветитель со шкалой, источник питания, вольтметр, электромагнитный переключатель, конденсатор, намагниченный стержень, прибор для определения периода крутильных колебаний, секундомер, рулетка, штангенциркуль.

1 Экспериментальная установка





Рис. 2: Электрическая цепь, используемая в лабораторной.

2 Ход работы:

2.1 Измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

1) Настроим прибор, для этого включим осветитель и получим на экране 2 чётких световых "зайчика". Плавным поворотом кольца К вокруг вертикальной оси совместим эти зайчики. Их четкость можно подрегулировать перемещением линзы Л вдоль оси осветителя. (Но это уже было настроено).



 Работа 3.1.1
 2 Ход работы:

2) В отверстие Р на горизонтальном диаметре кольца вставим намагниченный стержень и измерим смещение подвижного зайчика x_1 :

$$x_1 = 5,5$$
cm

Поменяем ориентацию стержня и измерим отклонение зайчика:

$$x_1 = 5.5$$
cm

Отклонения совпадают.

3) Измерим расстояние L от шкалы до зеркала:

$$L = 81 \text{ cm}$$

4) Измерим период малых колебаний стержня в магнитном поле Земли. Для этого поставим стеклянный сосуд вблизи магнитометра и опустим на дно привязанный за середину намагниченный стержень. Плавным поворотом спицы, на которой закреплена нить, чуть приподнимим стержень и приближённо определим период малых крутильных колебаний:

$$T = 7.3c$$

5) Измерим параметры стержня, с помощью штангенциркуля:

$$l = 4$$
cm

$$d=0.5c$$
M

$$m=5,9\Gamma$$

Радиус кольца (параметры установки):

$$R = 20 \text{ cm}$$

6) Рассчитаем величину горизонтальной составляющей магнитного поля Земли B_0 по формуле:

$$B_0 = \frac{2\pi}{TR} \sqrt{\frac{\mu_0 JL}{2\pi Rx_1}} = 0.146 \cdot 10^{-4} T$$

Это значение, отличается от табличного ($B_0 = 5 \cdot 10^{-5} T$). Они могут отличаться из-за помех от линий передач, географической локации и времени суток.

2.2 Измерение электродинамической постоянной

- 7) Уберем намагниченный стержень из гнезда магнитометра и собери те электрическую схему, изображённую на 2.
 - 8) Убедимся, что зайчики совмещены в отсутствие тока через витки.
 - 9) Включим в сеть источник питания и установите рабочее напряжение V = 100V.
 - 10) Замкнув ключ, подключим к цепи витки магнитометра.
- 11) Включив кнопкой K электровибратор, измерим напряжение на конденсаторе и отклонение x_2 зайчика на шкале:

$$x_2 = 8$$
cm

. Поменяв полярность с помощью ключа, повторим измерения:

$$x_2 = 8$$
cm

Работа 3.1.1 3 Выводы

12) Запишем характеристики приборов и параметры установки:

$$N=44$$

$$C=1,09$$
мк Φ
$$u=50$$
Гц

- 13) Рассчитайем токи по формулам:
- 1. По формуле (СИ):

$$I_{\text{CM}} = \frac{2B_0R}{\mu_0 N} \tan \phi_2 = 0.0052 \ A$$

2. По формуле (СГС):

$$I_{\mathrm{C\Gamma C}} = CV
u = 16190805$$
 Био

Можно вычислить значение электродинамической постоянной:

$$c = \frac{1}{10} \frac{I_{CGS}}{I_{SI}} = 311361634 \; \mathrm{m/c}$$

Это значение почти совпадает с табличным (c = 29979245 м/c).

3 Выводы

В ходе лабораторной работы была померена горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли ($B_0 = 0.146 \cdot 10^{-4} \ T$ л). Это значение можно считаться достаточно точным, была экспериментально измерена электродинамическая постоянная ($c = 311361634 \ \text{м/c}$). Это значение довольно точно совпадает с табличным ($c = 29979245 \ \text{м/c}$).